

THOMASHILFEN Major Bestellbogen



HMV-Nr. 26.11.06.0xxx
in Bearbeitung

**Reha-Autositz für Kinder,
Allrounder mit Seatfix als
Zusatzausstattung**

**Rückhalteeinrichtung für
spezielle Anforderungen „S“
ECE R 44/04 - Gruppe I - III
9 bis 36 kg**

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2021

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in (DE); bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse











Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/>  Major Autositz, grau 	610	1.329,00 €
<input type="checkbox"/>  Major Autositz, rot 	611	1.329,00 €
<input type="checkbox"/>  Major Autositz, blau 	612	1.329,00 €
<input type="checkbox"/>  Major Autositz, grün 	613	1.329,00 €
<input type="checkbox"/>  Major Autositz, magenta 	614	1.329,00 €

Grundausrüstung:

Sitz und Rücken mit integrierter 7-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; Sitzpolster; Rückenpolster; Kopfpolster; zusätzliche Kopfpolster (links, rechts); Gurtschildpolster, klein; 5-Punkt-Gurt mit Zentralversteller; Gurtverbinder; Schulerschoner; Becherhalter (rechts oder links einsetzbar); abnehmbare Bezüge, bis 40° C in der Maschine waschbar; Seatfix-Konnektoren zur Verankerung des Sitzes in entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen

Maße: Sitztiefe: 32 cm / Sitzbreite (mit Art. 674 Sitzseitenpolster): vorne: 31,5 cm (21,5 cm) / hinten: 26 cm (19 cm) / Rückenhöhe (Sitz): 62 – 74 cm

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: _____

Stand: 01.01.2021

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in (DE); bis auf Widerruf

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

UNTERBAU – Wählen Sie eine von vier Optionen – Die Adapterplatte ist Voraussetzung für die Nutzung des + Zubehörs.
--

<input type="checkbox"/> Adapterplatte	500	225,00 €
<input type="checkbox"/> Drehplatte (inkl. Adapterplatte)*	510	577,00 €
<input type="checkbox"/> Neigungsplatte (5,5° / 11° / 16°) (inkl. Adapterplatte)	511	529,00 €
<input type="checkbox"/> Drehplatte und Neigungsplatte (5,5° / 11° / 16°) (inkl. Adapterplatte)*	512	881,00 €
↓ kombinierbar mit:		
+ <input type="checkbox"/> Kissen für Funktionsplatte	513	74,70 €
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze, Gr. 1** (Tiefe: 12 cm), abklappbar und winkelverstellbar	503	289,00 €
+ <input type="checkbox"/> Erhöhungsblock für Fußstütze (10 cm), zusammen mit Art. 503 einsetzbar	E511050/0010	55,20 €
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze, Gr. 2** (Tiefe: 18 cm), abklappbar und winkelverstellbar	504	289,00 €
+ <input type="checkbox"/> Stützfuß** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	505	129,00 €
+ <input type="checkbox"/> Seatfix-Adapter*** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	506	129,00 €
+ <input type="checkbox"/> Stabilisierungsbügel, hinten*** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	507	74,70 €
+ <input type="checkbox"/> Sitztiefenverlängerung (+ 13 cm)	508	235,00 €
+ <input type="checkbox"/> Abduktionsblock, verstellbar (Tiefe: +15 cm)	509	140,00 €

weiteres ZUBEHÖR – ohne Adapterplatte nutzbar

<input type="checkbox"/> Abduktionsblock, Polster	670	41,70 €
<input type="checkbox"/> Sitzkeil, unten**** (+10°)	671	150,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzkeil innen	672	129,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten (Schaumkern) (farbig, passend zum Grundmodell)	675	102,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster (farbig, passend zum Grundmodell)	674	102,00 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß (farbig, passend zum Grundmodell)	676	74,70 €
<input type="checkbox"/> Unterarmauflage	673	294,00 €
<input type="checkbox"/> Rückenstabilisator (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	E66308	31,10 €
<hr/>		
<input type="checkbox"/> Anti-Escape-Weste, Gr. 1 (für Kinder bis Schulterhöhe 31 cm)	822	28,50 € ²
<input type="checkbox"/> Anti-Escape-Weste, Gr. 2 (für Kinder ab Schulterhöhe 31 cm)	823	28,50 € ²
<small>²Nettopreis</small>		
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz	813	28,60 €
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	814	42,00 €
<hr/>		
<input type="checkbox"/> Originalstoff, schwarz (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515850	37,40 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, grau (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515800	37,40 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, rot (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515820	37,40 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, blau (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515830	37,40 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, grün (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515840	37,40 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, magenta (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	E515810	37,40 €

ACHTUNG:

* Drehplatte kann nicht in Auto-Kindersitz Gruppe I (9 - 18 kg) verwendet werden

** Fußstütze und Stützfuß sind nicht gleichzeitig einsetzbar

*** Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) sind nicht gleichzeitig einsetzbar

**** Sitzkeil (unten) und Drehplatte sind nicht gleichzeitig einsetzbar